

NOVAZir®

M A D E B Y E X P E R I E N C E





Good to know!

Unser Zirkon ist selbstverständlich als Medizinprodukt zugelassen und erfüllt alle erforderlichen Normen und die entsprechende CE-Zertifizierung.

Fair im Wettbewerb - Unser Zirkon ist auch patentrechtlich lizenziert!

Ein zur Zeit viel diskutiertes Thema, da verschiedene Patente den „freien Verkauf“ von weissem und Multilayerzirkon erheblich einschränken oder unmöglich machen.

Das kann man gut finden oder auch nicht, ist aber tatsächlich so und wie aus einigen Klageschriften erkennbar, alles andere als trivial.

Auch in dieser Hinsicht können Sie also NOVAZir® guten Gewissens und sorgenfrei verwenden.

Fairtrade - Gute Geschäfte!

Bitte teilen Sie uns mit, welchen Jahresverbrauch / Abnahmemenge Sie für sich planen, diese Preiskategorie werden wir Ihnen zunächst für Ihre Teillieferungen berechnen. Ausschlaggebend ist die Gesamtmenge aller Größen.

Nach 6 Monaten werden wir die tatsächliche mit der geplanten Abnahmemenge abgleichen und ggf. die Differenz zur entsprechenden Preisklasse nachberechnen oder gutschreiben. Die gleiche Vorgehensweise nach 12 Monaten. Die dann abgerechnete Preisklasse ist Ausgangsbasis für die nächste Periode.

Produktübersicht

ST	supertranslucent	1200 /43%
ST ps	supertranslucent preshaded	1100 / 43%
Max.T	maximum translucent	720 / 49%
Max.T ml	maximum translucent multilayer	720 / 49%
Fusion float ml	floating strenght & color	1100 - 800 / 46% - 43%


NOVAZir® Indikationsübersicht

Indikation	ST		Fusion float	Max.T	
	ST	ST ps	Fusion float ml	Max.T	Max.T ml
Veneer			✓	✓	✓
Inlays/Onlays			✓	✓	✓
reduzierte Krone	✓	✓	✓	✓	✓
monolithische Krone Frontzahn			✓	✓	✓
monolithische Krone Seitenzahn	✓	✓	✓	✓	✓
Hybrid Abutment Krone (screw retained)			✓	✓	
monolithische Brücke (3-gliedrig)	✓	✓	✓	✓	✓
monolithische Brücke (>4-gliedrig)	✓	✓	✓		
reduzierte Brücke (3-gliedrig)	✓	✓	✓	✓	✓
reduzierte Brücke (>4-gliedrig)	✓	✓	✓		
Hybrid Abutment	✓	✓			
Stege	✓	✓			

Transluzenz



Festigkeit




NOVAZir® ST

supertranslucent zirconia

Mit hoher Transluzenz und Biegefestigkeit ist NOVAZir® ST besonders gut zum verblenden für sämtliche Kronen und großen Brücken-Spannen geeignet.

Indikationen			
Krone	Brücke	Abutment	Stege
reduziert	reduziert 3-gliedrig	Hybrid Abutment	Stege
monolithisch Seitenzahn	reduziert ≥ 4-gliedrig		
Hybrid Abutment Krone	monolithisch 3-gliedrig		
	monolithisch ≥ 4-gliedrig		

Technische Daten	
Typ	3Y-TZPA
Farben	weiss
Transluzenz	43 %
Biegefestigkeit	1200 MPa



ST Ø 98 / 95	VK UVP	Angebot	VK
Abnahme p.a.	Stück	bis 31.12.2019	ab 100
Stärke / Höhe	Listenpreis		
10 mm	79,00 €	79,00 €	79,00 €
12 mm	89,00 €	79,00 €	79,00 €
14 mm	99,00 €	89,00 €	89,00 €
16 mm	109,00 €	89,00 €	89,00 €
18 mm	115,00 €	99,00 €	99,00 €
20 mm	119,00 €	99,00 €	99,00 €
22 mm	129,00 €	99,00 €	99,00 €
25 mm	139,00 €	119,00 €	119,00 €

NOVAZir® ST ps

supertranslucent preshaded zirconia


Mit hoher Transluzenz und Biegefestigkeit ist NOVAZir® ST ps besonders gut zum verblenden für sämtliche Kronen und großen Brücken-Spannen geeignet.

Indikationen

Krone	Brücke	Abutment	Stege
reduziert	reduziert 3-gliedrig	Hybrid Abutment	Stege
monolithisch Seitenzahn	reduziert ≥ 4-gliedrig		
Hybrid Abutment Krone	monolithisch 3-gliedrig		
	monolithisch ≥ 4-gliedrig		

Technische Daten

Typ	3Y-TZPA
Farben	16 VITA® Farben
Transluzenz	43 %
Biegefestigkeit	1100 MPa



ST ps Ø 98	VK UVP	Angebot	VK
Abnahme p.a.	Stück	bis 31.12.2019	ab 100
Stärke /Höhe	Listenpreis		
10 mm	89,00 €	85,00 €	85,00 €
12 mm	99,00 €	89,00 €	89,00 €
14 mm	109,00 €	99,00 €	99,00 €
16 mm	115,00 €	99,00 €	99,00 €
18 mm	119,00 €	99,00 €	99,00 €
20 mm	129,00 €	109,00 €	109,00 €
22 mm	139,00 €	119,00 €	119,00 €
25 mm	149,00 €	119,00 €	119,00 €

NOVAZir® Max.T

maximum translucent zirconia

Maximale Transluzenz und eine Biegefestigkeit von 720 MPa. NOVAZir® Max.T eignet sich besonders für hochästhetische vollmonolithische Versorgung im Frontzahnbereich.

Indikationen			
Veneers	Inlays/ Onlays	Krone	Brücke
Veneers	Inlays/ Onlays	reduziert	reduziert 3-gliedrig
		monolithisch Frontzahn	monolithisch 3-gliedrig
		monolithisch Seitenzahn	
		Hybrid Abutment Krone	

Technische Daten	
Typ	5Y-TZPA
Farbe	weiss
Transluzenz	49 %
Biegefestigkeit	720 MPa


Max.T ∅ 98 / 95	VK UVP	Angebot	VK
Abnahme p.a.	Stück	bis 31.12.2019	ab 100
Stärke /Höhe	Listenpreis		
10 mm	79,00 €	79,00 €	79,00 €
12 mm	89,00 €	85,00 €	85,00 €
14 mm	99,00 €	89,00 €	89,00 €
16 mm	109,00 €	99,00 €	99,00 €
18 mm	115,00 €	99,00 €	99,00 €
20 mm	119,00 €	99,00 €	99,00 €
22 mm	129,00 €	109,00 €	109,00 €
25 mm	139,00 €	119,00 €	119,00 €

NOVAZir[®] Max.T ml

maximum translucent multilayer zirconia

Maximale Transluzenz und eine Biegefestigkeit von 720 MPa. NOVAZir[®] Max.T ml eignet sich besonders für hochästhetische vollmonolithische Versorgung im Frontzahnbereich.

Indikationen			
Veneers	Inlays/ Onlays	Krone	Brücke
Veneers	Inlays/ Onlays	reduziert	reduziert 3-gliedrig
		monolithisch Frontzahn	monolithisch 3-gliedrig
		monolithisch Seitenzahn	
		Hybrid Abutment Krone	



Technische Daten	
Typ	5Y-TZPA
Farben	16 VITA [®] Farben
Transluzenz	49 %
Biegefestigkeit	720 MPa

Max.T ml ø 98 / 95	VK UVP	Angebot	VK
Abnahme p.a.	Stück	bis 31.12.2019	ab 100
Stärke /Höhe	Listenpreis		
10 mm	89,00 €	85,00 €	85,00 €
12 mm	99,00 €	89,00 €	89,00 €
14 mm	109,00 €	99,00 €	99,00 €
16 mm	115,00 €	99,00 €	99,00 €
18 mm	119,00 €	99,00 €	99,00 €
20 mm	129,00 €	109,00 €	109,00 €
22 mm	139,00 €	119,00 €	119,00 €
25 mm	149,00 €	119,00 €	119,00 €

NOVAZir[®] Fusion float ml

floating strength & color zirconia

Das Neueste! Unser Vielfach-Multilayer mit der besten Ästhetik. Obwohl bei genauer Betrachtung eigentlich keine „Layer“ im eigentlichen Sinne vorhanden sind, da die Materialien mit unterschiedlichen Farben und Härte bei der Produktion fein zerstreut ineinander gemischt werden, so dass ein fließender Übergang entsteht und eben keine Schichten zu erkennen sind.

Das Material kann weiter gefärbt, bemalt oder verblendet werden und eignet sich dank hoher Transluzenz mit hoher Festigkeit auch für zirkuläre Brücken.

Indikationen			
Veneers	Inlays/Onlays	Krone	Brücke
Veneers	Inlays/Onlays	reduziert	reduziert 3-gliedrig
		monolithisch Frontzahn	reduziert ≥ 4-gliedrig
		monolithisch Seitenzahn	monolithisch 3-gliedrig
		Hybrid Abutment Krone	monolithisch ≥ 4-gliedrig


Technische Daten	
Typ	5Y-TZPA 4Y-TZPA
Farben	A1 A2 A3 A3,5 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D2 D3
Transluzenz	46 % - 43 %
Biegefestigkeit	1100 - 800 MPa

Fusion float ml Ø 98 / 95	VK UVP	Angebot	VK
Abnahme p.a.	Stück	bis 31.12.2019	ab 100
Stärke /Höhe	Listenpreis		
10 mm	149,00 €	119,00 €	119,00 €
12 mm	159,00 €	129,00 €	129,00 €
14 mm	169,00 €	139,00 €	139,00 €
16 mm	175,00 €	145,00 €	145,00 €
18 mm	179,00 €	149,00 €	149,00 €
20 mm	189,00 €	159,00 €	159,00 €
22 mm	195,00 €	165,00 €	165,00 €
25 mm	199,00 €	169,00 €	169,00 €

Good to know!

Unser Zirkon ist selbstverständlich als Medizinprodukt zugelassen, erfüllt alle erforderlichen Normen und hat die entsprechende CE-Zertifizierung.

CE 0483





NOVADENT
Dentaltechnik Handelsgesellschaft mbH
Straßenbahnring 3
20251 Hamburg
Germany

Tel.: +49 (0) 40- 532 81 800
E-Mail: info@novadent.de
www.novadent.de

CE 0483